



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna CARBOLITE PIF60 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 675 W,
- **CARBOLITE PIF60** jest urządzeniem laboratoryjnym z naturalnym obiegiem powietrza. Zapewniają podstawowe warunki suszenia, takie jak: długotrwałe utrzymywanie i precyzyjną kontrolę wysokiej temperatury,
- **Specyfikacja:**
 - Naturalny obieg powietrza,
 - Cyfrowe ustawienie temperatury w zakresie do 80° (dokładność co do 1°C),
 - Regulacja cyrkulacji powietrza za pomocą pokrętki,
 - Objętość: 66 litrów,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - (1 szt.) tacka,
- **Wymiary:**
 - Wewnętrzne: 39 x 42 x 40 cm,
 - Zewnętrzne: 76.5 x 57 x 57 cm,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

