



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa MAQUET LUCEA 10 (sufitowa) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 22 VA,
- **Maquet Lucea 10** jest sufitową lampą zabiegową,
- **Cechy:**
 - Dzięki dobremu odwzorowaniu barw dedykowana jest w szczególności dermatologii,
 - Zastosowanie diod LED sprawia, że światło nie wydziela ciepła, co pomaga odróżnić żyły zdrowe od żylakowatych,
 - Możliwość ustawienia czaszy w dowolnej pozycji dzięki regulacji w wielu płaszczyznach,
 - Posiada dwuczłonowe ramię o łącznej długości 80 cm,
 - Czasza wyposażona w 10 diod LED wytwarzających maksymalne natężenie światła na poziomie 50.000 lx,
- **Specyfikacja:**
 - Temperatura barwowa: ok. 4500 K,
 - Wskaźnik odwzorowania barw: 95 Ra,
 - Pole świetlne: Ø 13 cm,
- **W zestawie:**
 - Kolumna do podwieszenia lampy,
 - Maskownica,
 - Zestaw montażowy,
 - Zasilacz,
- Wymiary:
 - Czaszy: 22 x 17 cm,
 - Ogólne: 72 x 26 x 15 cm,
 - Długość kolumny podwieszenia lampy: 100 cm,
- Waga całkowita: 11.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

