



Reduktor tlenu (O2) VTI SELECT ERGO STANDARD 25 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Specyfikacja:**
 - Obudowa i elementy mocujące: stop CuZn / mosiądz
 - Szczelność tłoka: PA 6
 - O-ringi: silikonowe, EPDM
 - Filtr: Brąz spiekany
 - 12-stopniowa regulacja ustawienia 0-25 l/min: 0 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 25,
 - Wyjście 9/16" z gwintowanym króćcem węża,
 - Ciśnienie: do 200 barów,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

