



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna EMED ES350 ARGON (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 W,
- **Cechy:**
 - Częstotliwość pracy generatora: 333 kHz,
 - Diatermia chirurgiczna zintegrowana z modułem Argon,
 - Umożliwia pracę w standardowych trybach cięcia i koagulacji monopolarnej i bipolarnej oraz w trybie cięcia i koagulacji argonowej,
 - Znakomicie sprawdza się zarówno w chirurgii otwartej, jak i w zabiegach endoskopowych oraz laparoskopowych,
 - Foliowany, dotykowy i czytelny panel sterowania,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - **CIĘCIE MONOPOLARNE:**
 - Cięcie czyste 400 [W] dla 200 [Ω],
 - Cięcie mieszane I 180 [W] dla 200 [Ω],
 - Cięcie mieszane II 150 [W] dla 200 [Ω],
 - Cięcie mieszane III 150 [W] dla 200 [Ω],
 - Cięcie urologiczne 9 poziomów,
 - Cięcie w osłonie argonu 350 [W] dla 200 [Ω],
 - Cięcie endoskopowe 9 poziomów,
 - **KOAGULACJA MONOPOLARNA:**
 - Koagulacja miękka 180 [W] dla 50 [Ω],
 - Koagulacja forsowna 180 [W] dla 300 [Ω],
 - Koagulacja natryskowa "spray" 80 [W] dla 1250 [Ω],
 - Koagulacja hybrydowa 180 [W] dla 200 [Ω],
 - Koagulacja argonowa 80 [W] dla 1250 [Ω],
 - Koagulacja argonowa pulsacyjna 80 [W] dla 1250 [Ω],
 - **CIĘCIE BIPOLARNE:**
 - Cięcie bipolarne 150 [W] dla 200 [Ω]
 - (4 stopnie hemostazy),
 - Cięcie urologiczne 9 poziomów,
 - **KOAGULACJA BIPOLARNA:**
 - Koagulacja bipolarna 120 [W] dla 50 [Ω],
 - AutoStart / AutoStop automatyczne rozpoczęcie i zakończenie pracy,
 - **ARGON:**
 - Typ argonu: argon czysty 4.8 (99.998 [%]) lub wyższy
 - Ciśnienie wejściowe: 0.3-0.5 [MPa],
 - Wypływ gazu: 0.1-9.9 [l/min] regulacja co 0.1 [l/min] w całym zakresie,
 - **Systemy bezpieczeństwa:**
 - System PowerStart – wspomaga rozpoczęcie procesu cięcia,
 - System SURGILogic – automatyczne dopasowanie mocy do tkanki,
 - System NEM – pozwala na kontrole jakości kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta co pozwala wyeliminować poparzenia pacjenta,
 - AUTOTEST – test aparatu i oprzyrządowania po włączeniu zasilania, wyświetlanie kodów serwisowych,
- **W zestawie:**
 - Przewód bipolarny do szczypiec BOWA (**możliwość doposażenia w szczypce oraz pastę bipolarną za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem BOWA - dwa przyciski, trzonek 4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Nowy przewodowy załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
- **Możliwość doposażenia w przewody oraz sondy argonowe za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 41.5 x 42 x 18 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

