



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit laryngologiczny MEDITOP MT750 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2400 VA,
- **MT750** to mobilny i kompaktowy aparat laryngologiczny. MT750 oferuje różne możliwości przechowywania narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do drobnych zabiegów.

Idealny moduł zabiegowy do zastosowania w przestrzeniach wielofunkcyjnych,

- MT750 jest standardowo wyposażony w 3 uchwyty postojowe, między innymi do odsysania, sprężonego powietrza i zimnego światła,
- Swobodnie wysuwane szuflady na akcesoria,
- Wbudowany ssak chirurgiczny,

Unit wyposażony w:

◦ **Monitor NEOVO X-19AV:**

- Rozmiar ekranu:19" cali,
- Format ekranu: 4:3,
- Rozdzielczość: 1280 x 1024 px.,
- Kontrast statyczny / dynamiczny: 700:1,
- Jasność ekranu: 300 cd/m2,
- Czas reakcji matrycy: 4 ms,
- Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 150° / 135°,
- Złącza: DVI x 1 / VGA x 1,

◦ **Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 50 INT:**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Cyfrowe wyświetlacze dla mocy cięcia i koagulacji,
 - Foliowany łatwy w obsłudze panel sterowania,

■ **Posiada następujące funkcje:**

- Cięcie (CUT) - 50 W przy 500 Ω:
 - EFFECT 1 (niski efekt koagulacji),
 - EFFECT 2 (wysoki efekt koagulacji),
 - Koagulacja (COAG) - 50 W przy 200 Ω:
 - Forsowna (FORCED),
 - Miękka (SOFT),
 - Bipolarna (BIPOLAR),

◦ **Źródło światła MEDITOP MT LUMITOP 150,**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 175 VA,

◦ **Procesor obrazu kamery endoskopowej OLYMPUS OTV-SX2C:**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- Żarówka: 15 V / 150 W (2 szt.),

■ **Specyfikacja:**

- TV type: PAL,
- Regulacja nasycenia kolorów: czerwony, niebieski,
- Funkcja WHITE BALANCE (Balans bieli),
- Regulacja przysłon,
- Wzmocnienie wideo,

■ **Wyjścia:**

- Video OUT,
- 2 x Y/C,
- RGB,
- H.COPY,
- SYSTEM,
- VTR REMONT,

◦ **Głowa kamery OLYMPUS OTV-SX2 przystosowana do endoskopów sztywnych, umieszczona w przenośnej walizce,**

W zestawie:

- Instrukcja obsługi ERBE ICC 50 INT w języku angielskim (PDF),
- Przewód zasilający,
- Przewód światłowodowy do źródła światła,
- Autoklawowalny słój SERRES 2 l. z wkładem jednorazowym,
- Głowa kamery OLYMPUS OTV-SX2 z dedykowaną walizką do transportu,
- Przewodowy manipulator nożny ERBE,

• Wymiary całkowite: 100 x 60 x 155 cm,

• Waga całkowita: 120 kg,

• **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**

• **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**

Gwarancja:

- **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
- **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**

• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

