



Autoklaw MELAG VACUKLAV 24 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2200 W,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres pracy temperatury do 144°C,
 - Ciśnienie w zakresie do 3 bar.,
 - Regulacja czasu pracy za pomocą pokrętki w zakresie 70 minut,
 - Pojemność autoklawu: 18.7 l.,
 - **2 tryby pracy:**
 - 20 minut – 3 bary,
 - 45 minut – 1 bar,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Koszyk na tacki,
 - 2x tacka o wymiarach 18 x 41 cm,
 - Uchwyt do tacek,
- Wymiary całkowite: 45 x 60 x 45 cm,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

