



Monitor pacjenta/kardiomonitor WELCH ALLYN PROPAQ CS 242 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 8 V / 2.5 Ah,
- **PROPAQ CS 242** jest kompaktowym monitorem pacjenta pozwalającym kontrolować wiele parametrów życiowych pacjenta nawet w ekstremalnych warunkach,
- **Urządzenie posiada:**
 - Wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 8.5" cali,
 - Możliwość podłączenia do defibrylatora poprzez gniazdo DEFIB SYNCHRO,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Uchwyt do przemieszczania i powieszenia,
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
 - ECG / EKG RESP - Nowy przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - Nowy czujnik SPO₂,
 - NIBP - Nowy mankieta z przewodem powietrznym,
 - TEMP 1/2 - Brak czujników w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zasilacz monitora,
 - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Nowy czujnik klipsowy SPO₂,
 - Nowy mankieta NIBP z przewodem powietrznym,
- Wymiary: 24 x 20 x 20 cm,
- Waga: 6 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

