



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS INTELLIVUE MP50 ANESTHESIA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory – **brak akumulatorów w zestawie (możliwość doposażenia w nowe za dodatkową opłatą),**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **IntelliVue MP50 ANESTHESIA** jest kardiomoniorem monitorującym wiele funkcji życiowych,
- **Posiada:**
 - Ekran panelowy, wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 12" i pracujący w rozdzielczości SVGA,
 - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń. Na ekranie można wyświetlić maksymalnie 6 krzywych, natomiast na ekranie 12 odprowadzeń EKG można wyświetlić 12 krzywych EKG,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
 - Technologia IntelliVue - dostęp do informacji różnych systemów w szpitalnej sieci — aptecznego, laboratoryjnego, zarządzania EKG, PACS oddziału radiologii, systemów szpitalnych opartych na serwerze i innych — oraz ich dostarczanie do monitora pacjenta,
 - Brak osobnego dysku twardego i wentylatora - monitory IntelliVue są niewielkie, ciche, stabilne i szybko się uruchamiają,
 - Pokrętko nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Gniazdo Defib Synchronizacji, LAN,
- **Wyposażony:**
 - **Moduł temperatury PHILIPS M1029A:**
 - Moduł temperatury Philips zapewnia ciągłe odczyty temperatury ciała w różnych obszarach,
 - Umożliwia on monitorowanie temperatury w zakresie od -1°C do 45°C z progami alarmowymi, które można ustawiać z dokładnością do 0.1°C,
 - **Moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi PHILIPS M1006B:**
 - Dostarcza przebiegi i wartości liczbowe oraz współpracuje z szeroką gamą cewników i przetworników ciśnienia,
 - Inwazyjne ciśnienia mogą być zbierane, za pośrednictwem modułu lub wewnętrznej funkcji, od pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w celu wyświetlania na monitorach pacjenta IntelliVue,
 - Moduł ciśnienia inwazyjnego dostarcza w czasie rzeczywistym przebiegi falowe i wartości liczbowe dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz powiązanych częstości tętna,
 - **Moduł pomiarowy PHILIPS IntelliVue X2:**
 - EKG /RESP - Fabrycznie nowy przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Fabrycznie nowy czujnik klipsowy,
 - NBP - Mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP - Gniazdo złącza temperatury, (**brak czujnika w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - **Moduł pomiarowy PHILIPS M3014A:**
 - Moduł PHILIPS M3014A to kapnograficzny moduł rozszerzeń przeznaczony do precyzyjnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, co jest kluczowym parametrem monitorowania stanu pacjenta,
 - Pomiar etCO₂ (końcowywydechowego CO₂) i awRR (częstotliwości oddechowej) u pacjentów intubowanych i nieintubowanych,
 - Szybki czas odpowiedzi: 15 sekund - pełny pomiar w ciągu 120 sekund od włączenia,
 - Dodatkowe parametry: IBP / TEMPERATURA / C.O. -RZUT SERCA / CCO - CIĄGŁY RZUT SERCA,
- **Możliwość wyboru menu w języku: polskim,**
- **W zestawie:**
 - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Nowy czujnik klipsowy SPO₂,
 - Nowy mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 22.5 x 36.5 x 34 cm,
- Waga: 10 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

