



Monitor pacjenta/kardiomonitor WELCH ALLYN PROPAQ ENCORE 206 EL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 8 V / 2.7 Ah (**możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Monitor pacjenta Propaq Encore** został zaprojektowany specjalnie na potrzeby pogotowia ratunkowego i transportu krytycznego,
- Przystosowany do pracy na pokładach samolotów i śmigłowców,
- **Urządzenie posiada:**
 - Monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej 7",
 - Możliwość podłączenia do defibrylatora poprzez gniazdo DEFIB SYNCHRO,
 - Funkcję FREEZE/UNFREEZE,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Uchwyt do przemieszczania i powieszenia,
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
 - ECG / EKG RESP - Przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Czujnik silikonowy,
 - NIBP - Mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP 1/2 - 1 czujnik w zestawie (**możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą**),
 - INV. BP P1/P2 - brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - CO₂ - brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **Menu w języku: niemieckim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający z zasilaczem,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Czujnik klipsowy SPO₂,
 - Mankiet NIBP z przewodem powietrznym
- Wymiary: 20.5 x 19.5 x 25 cm,
- Waga: 7.5 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

