



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop OLYMPUS OCS-500 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **OLYMPUS OCS - 500** zapewnia wysokiej jakości obraz cyfrowy, rozszerzone powiększenie i płynną regulację,
- **Cechy:**
 - Wyrafinowana wydajność optyczna,
 - Obsługa jedną ręką - posiada kilka różnych pokręteł sterujących zebranych blisko siebie, dzięki czemu można regulować pole widzenia, powiększenie lub ostrość jedną ręką, używając lewego lub prawego uchwytu,
 - Kolposkopia i histeroskopia w jednym systemie,
 - Dokumentacja cyfrowa - rejestracja obrazu za pomocą wbudowanej kamery cyfrowej **CANON EOS M3**,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Okular:**
 - Powiększenie: 10x (WHS10X/22),
 - Numer pola: 22,
 - Korekcja dioptrii: -5 - + 5 m -1,
 - Współczynnik powiększenia: 1: 06,
 - Odłączany zielony filtr,
 - **Skupienie:**
 - System ostrości: regulowana ogniskowa,
 - Układ napędowy: napęd ręczny przez obrót pokręta,
 - Zakres regulacji ostrości: 220 - 350 mm,
 - **Powiększenia:**
 - WD220: 3.7 - 23.4 x,
 - WD300: 3.0 - 18.8 x,
 - WD350: 2.7 - 16.9 x,
 - **Pole widzenia:**
 - WD220: 58.5 - 9.3 mm,
 - WD300: 73.1 - 11.6 mm,
 - WD350: 82.4 - 13.1 mm,
 - Nachylenie tubusu binokularnego: 10° w górę i 30° w dół względem poziomej osi optycznej obserwacji,
 - Zakres ruchu ramienia pionowego: 300 mm.,
 - Zakres obrotu ramienia: 270°,
- **Kolposkop rozbudowany w tor wizyjny w którego skład wchodzi:**
 - **Kamera mikroskopu CANON EOS M3:**
 - Posiada matrycę CMOS 22,3 x 14,9 mm o rozdzielczości 24,2 MP,
 - Duży, jasny ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz,
 - Proste sterowanie funkcjami i doskonała praca w słabym świetle umożliwiają rejestrację wysokiej jakości obrazów,
 - Procesor obrazu: DIGIC 6,
 - Regulacja ostrości: Hybrid CMOS AF II,
 - Czułość ISO: 100 - 12800,
 - Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę,
 - Ekran dotykowy sRGB Clear View LCD II o przekątnej 3",
 - Współczynnik proporcji obrazu 3:2,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,
 - Obsługa kart SD, SDHC, SDXC,
 - Wideo: Full HD, 30 klatek/s,
 - Obrazy: RAW, JPEG,
 - **Monitor AOC U27B3M:**
 - Wielkość ekranu (cale): 27",
 - Obróbka matrycy: Powłoka antyodblaskowa (AG),
 - Rozdzielczość matrycy: 3840x2160 px.,
 - Nazwa rozdzielczości: UHD,
 - Proporcje obrazu: 16:9,
 - Typ matrycy: VA,
 - Typ podświetlenia: WLED,
 - Max Częstotliwość odświeżania: 60 Hz,
 - Czas reakcji GtG: 4 ms,
 - Współczynnik kontrastu statycznego: 3500:1,
 - Złącza: 1x HDMI 2.0 / 1x DisplayPort 1.4,
 - **Źródło światła Olympus CLH-SC:**
 - Źródło światła: lampa halogenowa 15 V / 150 W,
 - Żywotność lampy: ok. 50 godzin pracy ciągłej,
 - Możliwość płynnej regulacji natężenia światła,
- Konstrukcja umieszczona na mobilnej podstawie wyposażonej w 5 kółek z wbudowanym hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Ładowarka baterii do aparatu,
 - Karta pamięci WiFi EZ SHARE 32 GB,
- Wymiary:
 - Ogólne: 77 x 70 x 133 cm,
 - Podstawa : Ø 70 cm,
- Waga: 60 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

