



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat KTG EDAN F9 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 14.8 V / 5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **EKG EDAN F9** stanowi rozwiązanie dla wszelkich obszarów monitorowania płodu, stosowanych przed, w trakcie i po zakończeniu akcji porodowej. Zintegrowane monitorowanie tętna ciąży bliźniaczej, aktywności skurczowej macicy, ruchów płodu (manualnie za pomocą znacznika lub automatycznie) czyni monitor F9 najbardziej efektywnym kosztowo i elastycznym rozwiązaniem dla wszelkich potrzeb monitorowania płodu, bez ustępstw pod względem jakości, precyzji działania i ergonomii,
- **Specyfikacja:**
 - Komputerowa analiza zapisu KTG,
 - Monitorowanie ciąży bliźniaczej,
 - 24-godzinny zapis przebiegu badania kardiograficznego,
 - 150/152-mm papier do wydruku wyników badania,
 - 1 / 2 / 3 cm/min. - rzeczywista prędkość wydruku,
 - Szybki wydruk dla zapisanych badań,
 - Bateria zapewniająca 2-godzinną pracę KTG bez zasilania sieciowego,
 - 12.1-calowy dotykowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości z możliwością podnoszenia i opuszczania, możliwe jest wprowadzanie za pomocą ekranowej klawiatury w układzie QWERTY informacji takich jak dane demograficzne pacjenta,
 - Zapobieganie monitorowania jednego płodu dwoma głowicami przy bliźniakach,
 - Wodoszczelność przetworników,
 - Współpraca z telemetrią płodową,
 - Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego,
 - Natężenie fali ultradźwiękowej FHR (mW/cm²): 3.6,
 - Zakres FHR (bpm): 50 - 240,
 - Automatyczne wykrywanie ruchów płodu,
 - Monitorowanie ciąży mnogiej,
- **Aparat KTG jest wyposażony w:**
 - Wózek medyczny MT-803 EDAN na mobilnej podstawie z 4 kółkami hamującymi,
 - Wbudowany uchwyt do swobodnego przemieszczania się wózkiem,
 - Wysuwana górna oraz dolna szuflada na akcesoria,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, CHIN, ESP, PL, GER, TUR, IT, RUS, GREK, HRV, PT, CS, SWE, DUN, FI, NOR, DEN, BZ,**
- **W zestawie:**
 - Przetwornik ultradźwiękowy EDAN F9 MS3-109301 (B),
 - Przetwornik ultradźwiękowy EDAN F9 MS3-109301 (C),
 - Przetwornik ultradźwiękowy EDAN F9 MS3-31527 (B),
 - 3x pasek przetwornika,
 - Żel do KTG,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - KTG EDAN F9: 34 x 33 x 12 cm,
 - Wózek EDAN MT-803:
 - Górna półka: 44.5 x 45 cm,
 - Dolna półka: 37 x 31 cm,
 - Wysuwana półka górna: 22 x 25 cm,
 - Wysuwana półka dolna: 29 x 31 cm,
 - Całkowite: 44.5 x 50 x 92.5 cm,
- Waga całkowita: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

