



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ogrzewacz pacjenta SMITHS LEVEL 1 EQUATOR EQ-5000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System ogrzewania konwekcyjnego **EQUATOR** zapewnia kontrolowane ogrzewanie konwekcyjne w kompaktowej obudowie,
- Regulacja temperatury sterowana elektronicznie z zastosowaniem czujnika termoelektrycznego,
- Może zapobiegać wszelkim klinicznym skutkom hipotermii, poprawiać komfort pooperacyjny pacjentów i skracać czas pobytu w sali pooperacyjnej,
- Aparat może być wolnostojący bądź zamocowany na statywie do kroplówek, ramie łóżka lub opcjonalnym wózku na kółkach,
- **Temperatury efektywne:**
 - Wysoka: 44° C +/- 1° C,
 - Średnia: 40° C +/- 1° C,
 - Niska: 36° C +/- 1° C,
- Czas na zmianę średniej temperatury od 20 ° C do 36 °C: 7 minut,
- **Oprowadzanie umieszczone na dedykowanym mobilnym wózku,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Nowy filtr biologiczny,
 - Rura z doprowadzeniem ciepłego powietrza,
- Wymiary: 24 x 30 x 26 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

