



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator MAQUET SERVO - S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 W,
- Oprogramowanie: V8.0,
- **Respirator Maquet Servo-s** jest systemem do terapii oddechowej, zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu krytycznych potrzeb pacjentów w każdym środowisku opieki. Ten wszechstronny respirator nadaje się zarówno do wentylacji inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej dla szerokiego spektrum pacjentów, od dzieci po dorosłych , o wadze od 10 do 250 KG - zaprojektowany z innowacyjnymi funkcjami optymalizującymi wyniki leczenia , respirator Servo-s łączy w sobie niezawodność, wydajność i zaawansowaną technologię,
- Precyzja respiratora w sterowaniu przepływem i ciśnieniem zapewnia szybką i precyzyjną reakcję na potrzeby oddechowe pacjentów, minimalizując wysiłek oddechowy i zapewniając doskonałą interakcję z pacjentem,
- Kalibracja przed użyciem gwarantuje, że kluczowe funkcje są gotowe przed podłączeniem pacjenta, skracając czas konfiguracji i zwiększając wydajność. Interfejs, zaprojektowany przez lekarzy dla lekarzy, jest wysoce ergonomiczny i wyposażony w kolorowy ekran dotykowy TFT-LCD z możliwością konfiguracji ustawień. Po interfejsie można poruszać się za pomocą ekranu dotykowego lub głównego pokrętła, co zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę podczas zabiegów,
- **Cechy:**
 - Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna,
 - Ergonomiczny interfejs użytkownika,
 - Łączność z technologią MSync,
 - Zaprojektowane do transportu,
 - Zaawansowana technologia wyzwalania,
 - Elastyczne opcje zasilania,
 - Zapasowa bateria,
 - Cicha praca,
- **Specyfikacja:**
 - Objętość oddechowa wdechowa (ml): 100 – 2000 ml.,
 - Objętość minutowa wdechu (l/min): 0.5 – 60,
 - Bezdech, czas do alarmu (s): Od 15 do 45 sekund,
 - PC/PS powyżej PEEP (cmH2O): 0 - (120 - PEEP),
 - PC/PS powyżej PEEP w NIV (cmH2O): 0-(62 - PEEP),
 - PEEP (cmH2O): 0 – 50,
 - PEEP in NIV (cmH2O): 2 – 20,
 - CMV częstotliwość (oddechy/min): 4 - 100,
 - SIMV częstotliwość (oddechy/min): 1-60,
 - Czas cyklu oddechowego, SIMV (s) 1-15,
 - PHigh (cmH2O): (PEEP + 1) – 50,
 - THigh (s): 0.2 – 30,
 - TPEEP (s): 0.1 – 10,
 - O2 stężenie (%): 21 – 100,
 - I:E stosunek: 1:10 – 4:1,
 - TInsp (s): 0.1 – 5,
 - T Pause (% czas cyklu oddechowego): 0 – 30,
 - Poziom czułości przepływu: Od 0 do 10,
 - Czułość spustu: (cmH2O): Od -20 do 0,
 - Czas narastania wdechu (% czas cyklu oddechowego): od 0 do 20,
 - Czas narastania wdechu (s): Od 0 do 0.4,
 - Koniec wdechu (% przepływ szczytowy): Od 1 do 70,
 - Koniec wdechu NIV (% przepływ szczytowy): Od 10 do 70,
 - Oddechy tlenowe: 100% w 1 minucie,
 - Rozpoczęcie oddychania: Rozpoczęcie inicjacji 1 oddechu (W trybie SIMV zostaje wymuszony pierwszy oddech),
 - Pausa: Zatrzymuje wdech lub wydech (Od 0 do 30 s.),
 - Alarm wyciszenie / reset: 2 minutowe wyciszenie oraz reset wyciszonych alarmów,
- **Menu w języku: polskim,**
- **Całość umieszczona na dedykowanym mobilnym wózku MAQUET,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Urządzenia: 38 x 30 x 52 cm,
 - Całkowite: 50 x 65 x 135 cm,
- Waga całkowita: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

