



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezjologiczny DATEX AEPSIRE VIEW (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez jeden nowy wbudowany akumulator 12 V / 4 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 06.22,
- Aparat wyposażony w dwa porty na parowniki z systemem montażowym **Selectatec (S-2000)** – brak parownika w zestawie (możliwość doposażenia w wybrany parownik za dodatkową opłatą),
- **Specyfikacja:**
 - Zasilany w gazy: 2x N2O, 2x O2, AIR,
 - Płynna regulacja przepływu gazów - O2, AIR (0.0 - 15 l/min (manometry)),
 - Płynna regulacja przepływu N2O (0.0 – 10 l/min (manometr)),
 - Wbudowany moduł ssaka (VAC),
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia,
 - Wbudowany układ oddechowy pacjenta ABS z czujnikiem tlenu,
- **Tryby pracy wentylacji:**
 - VCV,
 - PCV,
 - SIMV/PSV,
 - SIMV-PC,
 - PCV-VG,
- **Wyposażony w:**
 - **Respirator Smart-Vent 7900:**
 - Maksymalny przepływ gazu: 120 L/min + przepływ świeżego gazu,
 - Minimalny przepływ O2: 50 mL/min (dla dokładności w niskich przepływach),
 - Objętość oddechowa (VT):
 - 20-1500 mL (VCV, SIMV/PSV, PCV-VG),
 - 5-1500 mL (PCV),
 - Częstotliwość oddechów:
 - Od 4 do 100 oddechów/min (PCV-VG, VCV, PCV)
 - Od 2 do 60 oddechów/min (SIMV/PSV),
 - Ciśnienie wdechowe (P_{insp}): 5-60 cm H₂O,
 - PEEP (integrowany): OFF, 4-30 cm H₂O,
 - Dokładność dostarczania objętości: >210 mL: ±7% / <210 mL: ±15 mL / <60 mL: ±10 mL,
 - MV (objętość minutowa), VT (objętość oddechowa), O₂%, ciśnienie szczytowe/średnie/płaskowyżu,
 - Dokładność monitorowania ciśnienia: ±5% lub ±2 cm H₂O,
 - Wyświetlacz funkcji respiratora umieszczony na ruchomym ramieniu (czytelny i łatwy w obsłudze),
 - **Monitor pacjenta / kardiomonitor GE DATEX OHMEDA F-CM1-05 / F-CMC1-05:**
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Produkcji fińskiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 12 V / 3600 mAh,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 140 VA,
 - **Specyfikacja techniczna:**
 - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej: 12.1”,
 - Duże wykresy i cyfry ułatwiają oglądanie z dużej odległości pod różnymi kątami widzenia,
 - Podstawowa hemodynamika i pełne pomiary gazu w drogach oddechowych,
 - Można wyświetlić do 8 wykresów i 4 pola cyfr numerycznych,
 - 24-godzinne trendy graficzne i numeryczne mogą być wyświetlane i wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do danych historycznych,
 - Priorytetowe i regulowane alarmy oznaczone kolorami, którymi można zarządzać z poziomu monitora,
 - Intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs przeznaczony do procesu opieki anestezjologicznej,
 - **Kardiomonitor wyposażony w:**
 - Moduł pomiaru gazów anestetycznych **E-CAIOV-03** z pułapką wodną **D-FEND**,
 - **Moduł M-NESTPR-01:**
 - EKG – Nowy przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂, - Nowy czujnik klipsowy,
 - NIBP, - mankiet z przewodem powietrznym,
 - T1 i T2 – Gniazdo złącza temperatury z podwójny adapterem – brak czujników w zestawie (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - IBP1 i IBP2 – Gniazdo złącza pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi – brak czujników w zestawie (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Aparat posiada tylnie mocowanie na 2 butle,
 - Aparat mobilny na kółkach, w tym dwa z hamulcami,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: DEN, FI, TUR, KOR, ESP, GER, ESP, ENG, PL, PT, FR, IT, CS, DUN, GREK, RUS, JP, CHIN, NOR, SW,**
 - **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowe węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Fabrycznie nowy układ oddechowy pacjenta,
 - Fabrycznie nowa linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
 - Nowy czujnik klipsowy SPO₂,
 - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Wymiary ogólne: 90 x 90 x 174 cm,
 - Waga: 138 KG,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
 - **Na rynek krajowy (Polska) w przypadku instalacji urzędującej w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

