



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel zabiegowo-ginekologiczny MIDMARK 630-002 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym - tapicerka posiada ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **MIDMARK 630-002** to fotel zabiegowy zaprojektowany, tak aby pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie, Fotel dzięki swojej niskiej wysokości i możliwości ustawienia w wielu pozycjach, pomaga w łatwiejszym pozycjonowaniu pacjentów za naciśnięciem jednego przycisku, zmniejszeniu prawdopodobieństwa zmęczenia, nadwyrężenia pleców i szyi,
- **Płynna elektryczna regulacja za pomocą przewodowego załącznika nożnego oraz pilota ręcznego:**
 - Kąta nachylenia podnóżka od 0° do 90°,
 - Kąta nachylenia siedziska od 0° do 30°,
 - Kąta nachylenia oparcia w zakresie od 0° do 85°,
 - Wysokości fotela (siedziska) w zakresie: 62 - 105 cm,
 - Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie: 30°,
 - 4 zaprogramowanie
- **Swoboda manualna regulacja wysokości oraz przechyłu zagłówka,**
- **Posiada:**
 - Manualnie regulowany zagłówek,
 - Wysuwane, składane i regulowane na boki strzemiona,
 - Wysuwaną misę zabiegową,
 - Schowek na papierowe ręczniki o szerokości: 45 cm,
 - Szyny boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Przewodowy pilot ręczny,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 30 x 32 cm,
 - Oparcia pleców: 68 x 58 x 10 cm,
 - Siedziska: 68 x 52 x 10 cm,
 - Podnóżka: 42 x 25,
 - Podstawy: 52 x 100 cm,
 - Max rozstaw strzemion: 114 cm,
 - Ogólna długość fotela w pozycji leżącej: 185 cm,
 - Ogólne: 116 x 74 x 145 cm,
- Maksymalny udźwig: 204 KG,
- Waga: 195 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

