



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezyjologiczny DRAGER PRIMUS INFINITY (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 17 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 4.53.01,
- **Posiada dwa porty na parowniki z systemem montażowym SELECTATEC S-2000, brak parowników w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- **Primus Infinity** jest urządzeniem do znieczulenia wziewnego, stosowanym w salach operacyjnych, przedoperacyjnych i wybudzeniowych,
- Możliwość zasilania w gazy: N2O, 2x O₂, AIR,
- Wyposażony jest w respirator tłokowy napędzany elektrycznie, nie zużywający gazów napędowych,
- **Pełen zakres trybów objętościowych i ciśnieniowych do stosowania w różnych przypadkach klinicznych:**
 - Tryby wentylacji: Tryb Objętościowy, Tryb Ciśnieniowy,
 - Ograniczanie ciśnienia P_{MAX}: W trybie Tryb Objętościowy oraz Tryb Volume AF (PEEP +10) do 70 hPa [(PEEP +10) do 70 cmH₂O]. Dokładność ±10 % ustawionej objętości i co najmniej ±3 hPa (±3cmH₂O),
 - Ciśnienie wdechowe P_{INSP} W trybie Tryb Ciśnieniowy (PEEP +5) do 70 hPa [(PEEP +5) do 70 cmH₂O]. Dokładność ±10 % ustawionej objętości i co najmniej ±3 hPa (±3 cmH₂O),
 - Objętość oddechowa VT (z kompensacją podatności pacjenta): Tryb Volume AF 20 do 1400 mL1, opcjonalnie Wspomaganie Ciśnienia 5 do 1400 mL1,
 - Częstotliwość: od 3 do 100 na minutę,
 - T_{INSP}: 0,2 do 6,7 sekund: Stosunek wdech/wydech I:E maks. 5:1, Pauza wdechowa T_{IP}:T_{INSP} 0 do 60 %, Przepływ wdechowy na podstawie VT oraz T_{INSP}: W trybie Tryb Objętościowy 0,1 do 100 L na minutę ±10 %, W trybie Tryb Volume AF maksymalnie 150 L na minutę + 10 %, W trybie Tryb Ciśnieniowy maksymalnie 150 L na minutę + 10 %,
 - PEEP: W trybie Tryb Objętościowy oraz Tryb Volume AF 0 do 20 hPa (maksymalne P_{MAX} -10 hPa) [0 do 20 cmH₂O (maksymalne P_{MAX} -10 cmH₂O)], W trybie Tryb Ciśnieniowy oraz Wspomaganie Ciśnienia 0 do 20 hPa (maksymalne P_{WDECH} -5 hPa) [0 do 20 cmH₂O (maks. P_{INSP} -5 cmH₂O)],
 - Regulacja przepływu gazów poprzez elektronicznie sterowany mieszalnik - O₂, AIR od 0 do 18 L/min, półotwarty układ oddechowy pacjenta,
- **Aparat posiada:**
 - Podświetlany panel nad ekranem z regulacją jasności,
 - Duży kolorowy wyświetlacz LCD TFT 12,1", do monitorowania funkcji płuc, oraz parametrów wentylacji, z możliwością konfiguracji przez użytkownika,
 - Intuicyjny interfejs użytkownika,
 - Kompaktowy, łatwy w montażu układ oddechowy,
 - Miejsce na dwie butle gazowe,
 - Wymienne słoje z wapnem sodowanym,
 - Nowa pułapka wodna WaterLock,
 - Układu odprowadzania gazów znieczulających AGS,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Wysuwany blat o maksymalnym udźwigu 25 kg i wymiarach: 32.5 x 33.5 cm,
 - Szufladę o wymiarach: 44 x 30 x 17.5 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, CS, GER, ENG, SL, RUS,**
- **Aparat wyposażony w:**
 - **Monitor pacjenta / kardiomonitor DRAGER INFINITY DELTA:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Realne zdjęcia produktu,
 - Produkcji U.S.A., (2010 r.),
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator,
 - **Specyfikacja:**
 - Ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej 10.4",
 - Rozdzielczość: 640 x 480 px,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Pokrętko nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Wygodny uchwyt z możliwością powieszenia i wytrzymała obudowa ułatwiająca przenoszenie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - **Wyposażenie:**
 - Moduł DRAGER NELLCOR OXIMAX SPO₂,
 - EKG - przewód 5-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Czujnik klipsowy SPO₂,
 - NIBP - Nowy mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP - **Brak czujnika (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
 - Przewód zbiorczy MultiMed,
 - Przewód zasilający,
 - **W zestawie:**
 - Przewód EKG 5-odprowadzeniowy,
 - Czujnik klipsowy SPO₂,
 - Nowy mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
 - Przewód zbiorczy MultiMed,
 - Instrukcja obsługi DRAGER PRIMUS INFINITY w języku polskim (PDF),
 - Instrukcja obsługi DRAGER INFINITY DELTA w języku polskim (PDF),
 - Węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Przewód zasilający,
 - Wymiary:
 - Ogólne aparatu: 78 x 82/125 x 138 cm,
 - Kardiomonitora: 36.5 x 24 x 17 cm,
 - Waga:
 - Aparatu: 78 x 82/125 x 138 cm,
 - Kardiomonitora: 6 KG,
 - Kat 03,
 - **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
 - **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

