



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG okulistyczny ECHOSON DESMIN H-USO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja:**
 - Wbudowany monitor,
 - **Wyświetlacz:**
 - Skala szarości: 256 poziomów,
 - Matryca obrazu: 512 x 512 px.,
 - LCD: 10.4",
 - **Badania oka:**
 - Soczewkowe,
 - Soczewka akrylowa,
 - Soczewka PMMA,
 - Katarakta,
 - Bez soczewkowe,
 - Soczewka inna
 - Algorytm pracy: szybki / ręczny / zaawansowany,
 - Poziom amplitudy(%): 60 / 70 / 80 / 90 / 100,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sonda ECHOSON OA 12 MHz,
 - Sonda ECHOSON OB 12 MHz,
 - Video-printer MITSUBISHI P93E,
- Wymiary całkowite: 46 x 51 x 100 cm,
- Waga: 8.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

