



Koncentrator tlenu DEVILBISS HEALTHCARE 525KS (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcie produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Koncentrator tlenu **DeVilbiss Compact 525KS** to niezawodne urządzenie przeznaczone do prowadzenia tlenoterapii w różnych warunkach, takich jak domy, domy opieki oraz ośrodki pomocy,
- Zalecany jest szczególnie pacjentom cierpiącym na POChP, choroby układu krążenia oraz choroby płuc,
- **Cechy:**
 - Bardzo cicha praca: Poziom hałasu wynosi jedynie 40 dBA, co zapewnia komfort użytkowania bez zakłóceń,
 - Prosta obsługa: Intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe korzystanie z urządzenia,
 - Wysokie stężenia tlenu: 94% przy przepływie od 0.5 do 5 litrów na minutę, zapewnia efektywną terapię,
 - Regulowany przepływ: Możliwość ustawienia przepływu tlenu od 0 do 5 litrów na minutę, dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta,
 - System alarmowy: Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu wyjściowego gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania,
 - Mobilność: Wyposażony w kółka, co umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia,
- **W zestawie:**
 - Kaniula nosowa lub maska tlenowa z drenem o długości 2.1 m - **do wyboru przez klienta,**
 - Pojemnik na skropliny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34 x 30 x 62 cm,
- Waga: 16.4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

