



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat do kriochirurgii ERBE ERBOKRYO AE (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 W,
- **Zastosowanie:**
  - Okulistyka,
  - Dermatologia,
  - Otolaryngologia,
  - Proktologia,
  - Chirurgia weterynaryjna,
  - Chirurgia plastyczna,
  - Ginekologia,
  - Chirurgia klatki piersiowej,
- **Specyfikacja:**
  - Zakres ustawienia temperatury: Od -20 °C do -70 °C,
  - Temperatura rozmrażania: Od 8 °C do 15 °C,
  - **Gaz kriogeniczny:**
    - Rodzaj gazu: Podtlenek azotu (N<sub>2</sub>O) lub dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>),
  - Ciśnienie robocze: 40 – 60 bar,
  - Zużycie gazu "zamrażanie": 36 g/min.,
  - Ilość wytwarzanych gazów: 40 – 60 l/min.
- **W zestawie:**
  - Sonda ERBE 20716-087 Ø 3.0 mm.,
  - Wąż do butli zasilającej,
  - Manipulator nożny,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 47 x 35 x 10 cm,
- Waga: 10 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

