



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Polomierz (perymetr) CARL ZEISS HUMPHREY FIELD ANALYZER 745i (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka halogenowa: 12 V / 20 W,
- **Humphrey HFA 745i** to automatyzowany obwód przeznaczony do identyfikacji wad pola widzenia na potrzeby badań przesiewowych, monitorowania i pomocy w diagnozowaniu i leczeniu chorób oczu, takich jak jaskra i pokrewnych zaburzeń neurologicznych,
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalny komfort, dostęp i wszechstronność,
- Posiada system automatycznego śledzenia i wyrównywania pozycji głowy i oczu,
- **Rodzaje przeprowadzanych badań:**
 - Statyczne,
 - Kinetyczne,
 - Blue on Yellow,
- **Specyfikacja:**
 - Pole widzenia: 89°,
 - Maksymalna intensywność bodźca: 10 000 ASB,
 - Czas trwania bodźca: 200 ms,
 - Długość fali bodźca: 30 cm,
 - Oświetlenie czaszy: 31,5 ASB,
 - Dystans badania: 30 cm,
- **Funkcje:**
 - Biblioteka testów progowych:
 - 24-2, 30-2, 10-2, Plamka,
 - 60-4, krok nosalowy,
 - Strategie testów progowych:
 - SITA Standard, SITA Fast, Pełny Próg, FastPac,
 - SITA-SWAP,
 - Biblioteka testów przesiewowych:
 - C40, C64, C76, C80, C-Armal,
 - Wzorce testów peryferyjnych,
 - Tryby testów przesiewowych:
 - Korekta wieku,
 - Związane z progiem, pojedyncza intensywność,
 - Specjalna biblioteka testów:
 - Niepełnosprawność z ubezpieczenia społecznego, jednooczna, obuoczna,
 - Superior 36, 64,
 - Testowanie niestandardowe,
 - Kontrola fiksacji:
 - Monitor martwego pola Heijl Krakau,
 - Monitor wideo oka,
 - Śledzenie spojrzenia,
 - Możliwość zdalnego wideo monitora oka,
 - Bodziec:
 - Białe na białym,
 - Czerwony lub niebieski na białym,
 - Niebieski na żółtym (SWAP),
 - Ogólne funkcje testowe:
 - Goldmanna I-V,
 - Badanie progu dolnego,
 - Funkcje oprogramowania:
 - STATPAC 2 - analiza pojedynczego pola,
 - Test jaskry Hemifield (GHT),
 - Wskaźnik pola widzenia (VFI),
 - Analiza postępów z przewodnikiem (GPA),
 - Przegląd pól szeregowych,
 - Sieć,
 - Łączność FORUM,
 - Łączność DICOM,
 - EasyConnect RCT / HFA-NET Pro.
- **Posiada:**
 - Wbudowany ekran dotykowy i interfejs oparty na menu upraszcza obsługę,
 - Elektryczną regulację podbródka: góra-dół i na boki,
 - Wbudowaną stację dyskielek,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, ESP, FR, IT, JP, PT, SWE,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Drukarka laserowa LEXMARK,
 - Mysz przewodowa,
 - Klawiatura przewodowa,
 - Przyciska pacjenta,
 - Przewód drukarki D-SUB25,
- Wymiary:
 - Polomierza (perymetru): 55 x 55 x 60 cm,
 - Drukarki: 40 x 40 x 26 cm,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

