



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SU-04 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- Stół operacyjny **FAMED ŻYWIEC SU-04** przeznaczony do przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, okulistyki, endoskopii, laparoskopii, chirurgii urazowej, onkologicznej, stomatologicznej, plastycznej i innych,
- **Regulacja elektryczna za pomocą pilota:**
 - Przechył pionowy - pozycja Trendelenburg, AntyTrendelenburg 40°/40°,
 - Regulacja wysokości blatu w zakresie: 79 do 104 cm,
 - Przechył boczny w zakresie: 20°,
 - Funkcja powrotu do stanu ZERO,
- **Regulacja manualna:**
 - Wypiętrzenie nerkowe (ławeczka nerkowa) za pomocą korby w zakresie 16 cm,
 - Płynna regulacja oparcia- sprężyny gazowe w zakresie: -40° do +70°,
 - Płynna regulacja zagłówek - sprężyna gazowa w zakresie: -20° do +50°,
 - Podnózek odwodzony na boki oraz góra-dół ustawiany za pomocą zębatek,
 - Kąt rozchylenia podnózków 180°
 - Przesuw wzdłużny mechaniczny w zakresie 25 cm,
- Przystosowany do ramienia C,
- Przezierność X-RAY,
- Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 50 x 27 cm,
 - 2-segmentowe oparcie pleców: 50 x 50 cm,
 - Siedzisko: 50 x 53 cm
 - Segment nożny: 24 x 62 cm (1 segment),
- Maksymalny udźwig: 200 KG,
- Waga: 265 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

