



Wózek pod aparaturę medyczną ERBE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Mobilny wózek medyczny ERBE przeznaczony pod aparaturę medyczną oraz pod zabiegi kriochirurgiczne,
- **Posiada:**
 - Stabilna oraz wytrzymała konstrukcja,
 - Powłoka blatu przystosowana do swobodnego czyszczenia,
 - Wyposażony w tylne mocowanie pod butle,
 - Wysuwana szuflada na oprzyrządowanie,
- Asystor umieszczony na 4 kółkach (2 z budowanym hamulcem),
- Wymiary:
 - Górna półka: 56 x 38 cm,
 - Wysuwana szuflada: 48 x 32 x 8 cm,
 - Całkowite: 64 x 46 x 82 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

