



Wózek pod aparaturę medyczną PRAISTECH (Produkt nowy)

- Nowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Mobilny asystor medyczny **PRAISTECH** z wbudowanymi statywami na przewody aparatury medycznej,
- **Posiada:**
 - Wbudowany koszyk na oprzyrządowanie o wymiarach: 29 x 18 x 14 cm,
 - 2 x statyw na przewody aparatury medycznej,
 - Górna półka na wysokości 96 cm,
- Asystor mobilny na 4 kółkach (2 z wbudowanym hamulcem),
- Wymiary:
 - Całkowite: 52 x 50 x 182 cm,
 - Górnej półki: 46 x 30 cm,
- Waga: 9.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **12-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **6-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

