



Parownik środków wziewnych PENLON SIGMA DELTA (Izofluran/Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **PENLON SIGMA DELTA** jest bezpiecznym oraz precyzyjnym parownikiem środków wziewnych,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres przepływu: 0.2-15 l/min.,
 - Regulacja stężenia: 0.2 %-5 %,
 - Pojemność zbiornika: 250 ml.,
 - Kompensacja: automatyczna korekta przepływu i temperatury
 - Panel sterujący: duża, czytelna tarcza + wskaźnik poziomu anestetyku,
 - Typ wlewu: Key-Fill,
- **W danym parowniku zastosowano mocowanie DRAGER DW-2000,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 10 x 19 x 24 cm,
- Waga: 4.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

