



Videoprinter MITSUBISHI P93E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Mitsubishi P93E** jest szybką, monochromatyczną drukarką termiczną o wysokiej rozdzielczości przeznaczoną do drukowania obrazów z urządzeń wideo m.in. z urządzeń diagnostyki medycznej, kamer CCTV oraz magnetowidów z pełną jakością fotograficzną,
- **Specyfikacja:**
 - Długotrwałe głowice drukujące,
 - Druk termiczny - rzeczywisty fotorealizm - 256 stopni skali szarości,
 - Technologia Roll Type - wydruk na papierze z rolki o szerokości 110 mm,
 - Format wydruku: 100 x 75 mm (Normal) oraz 93,7 x 125 mm (Pocztówka), a także 50% Normal i 50% Pocztówka,
 - Czas wydruku: 3,5 sekundy,
 - Rozdzielczość druku: 325 dpi,
 - Pamięć obrazu dla 10 indywidualnie wybranych ramek,
 - Wejścia: Composite PAL, system sygnału: video PAL / NTSC,
 - Wydruk z podziałem na 2 lub 4 części, Multiimage,
 - Menu funkcji wyświetlane na wyświetlaczu LED,
 - Menu na panelu w języku angielskim,
 - Wydruk parametrów ustawień pod zdjęciem,
 - Tryb oszczędzania papieru (260 wydruków Normal z rolki),
 - Blokada funkcji,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy przycisk do zdalnego drukowania,
 - Przewód BNC,
- Wymiary: 15.5 x 27 x 9 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

