



Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 80 (INT) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 W,
- Płynna regulacja mocy,
- Cyfrowe wyświetlacze ustawionej mocy,
- Foliowany, łatwy w obsłudze panel sterowania,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - **Dwa rodzaje cięcia monopolarnego - max. 80 W:**
 - Cięcie monopolarne,
 - CUT CONTROL - optymalne, powtarzalne cięcie,
 - **Trzy rodzaje koagulacji - max. 50 W:**
 - SOFT COAG - dokładna kontrola procesu koagulacji i zapobieganie karbonizacji poprzez tryb koagulacji,
 - FORCED COAG - kiedy potrzebna jest szybka i efektywna koagulacja,
 - BIPOLAR COAG - koagulacja bipolarna,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - dwa przyciski, trzonek 4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
 - Przewodowy łącznik nożny,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27 x 11 x 27 cm,
- Waga: 2.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

