



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS INVIVO EXPRESSION MRI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe akumulatory 14.8 V / 75 Wh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **System wyposażony:**
 - **Monitor pacjenta INVIVO EXPRESSION na wózku MR z wbudowanym modułem pomiaru gazów anestetycznych:**
 - **Invivo Expression** to monitor pacjenta do rezonansu magnetycznego zaprojektowany specjalnie do środowisk o bardzo silnym polu magnetycznym,
 - Monitor jest wyposażony w łączność bezprzewodową do monitorowania EKG i SpO2,
 - Lampka alarmowa 360 stopni powiadamia o stanie alarmowym, gdy tradycyjne alarmy zostaną naruszone,
 - **Specyfikacja:**
 - 12" kolorowy ekran LCD,
 - Innowacyjny interfejs obsługi,
 - Rozdzielczość 800×600 pikseli,
 - Szybkie podłączanie akcesoriów,
 - **Monitor zintegrowany z mobilnym wózkiem MR:**
 - **Pomiary:**
 - 2x inwazyjny pomiar ciśnienia krwi,
 - 2x pomiar NIBP,
 - Niskoprzepływowy pomiar CO2 / N2O / O2 (**wbudowany moduł do pomiaru gazów anestetycznych**),
 - Bezprzewodowy pomiar SPO2,
 - Bezprzewodowy pomiar EKG,
 - **Monitor PHILIPS EXPRESSION MR IP5:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji U.S.A., (2020 r.),
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **System Expression IP5** to rozwiązanie które umożliwia wyświetlanie parametrów życiowych poprzez zdalne przeglądanie i monitorowanie, bez potrzeby stosowania rozbudowanych i kosztownych sieci bezprzewodowych w celu połączenia systemu Expression IP5 z rozwiązaniami z zakresu monitorowania pacjenta w środowisku MR z serii Expression,
 - **Cechy:**
 - Integralny kolorowy ekran LCD,
 - Intuicyjny interfejs graficzny,
 - Kolorowy przebieg fali i duże cyfry,
 - Bateria działająca do 8 godzin z wbudowaną ładowarką,
 - Równoczesne wyświetlanie parametru, przebiegu fali i związanych z nimi wartości,
 - Wizualne i dźwiękowe sygnały alarmowe, sygnał tętna, informacje o statusie systemu,
 - **Specyfikacja:**
 - Kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz VGA, 640×480 pikseli, pięcioprzewodowy ekran dotykowy,
 - Przekątna 5.7" cali (14.5 cm),
 - Prędkość przesuwu: 25mm/s dającą 2.7 sekund wyświetlania,
 - Tryb wyświetlania przebiegu fali: stały zapis / ruchomy,
 - **Zastosowanie:**
 - Sedacja,
 - Anestezjologia,
 - Pediatria,
 - Położnictwo,
 - Bramkowanie EKG,
 - Zabiegi interwencyjne,
 - Zabiegi śródoperacyjne,
 - Transport pacjenta w środowisku MR,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, ESP, FR, PT, IT, DUN, SWE, NED,**
- **W zestawie:**
 - Drukarka termiczna PHILIPS MR USB,
 - Przewód drukarki USB,
 - Bezprzewodowy moduł pomiarowy SPO2,
 - Bezprzewodowy moduł pomiarowy EKG (4-odprowadzeniowy),
 - Nowy mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
 - Stacja ładująca baterie modułów pomiarowych pacjenta (4 baterie w zestawie),
 - Zasilacz monitora PHILIPS IP5 EXPRESSION,
 - Zasilacz zestawu pomiarowego INVIVO EXPRESSION,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Monitor PHILIPS IP5 EXPRESSION: 50 x 30 50 cm
 - Systemu monitorującego INVIVO EXPRESSION: 44 x 50 140 cm,
- Waga całkowita: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

