



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do terapii ultradźwiękowej ENRAF NONIUS SONOPULS 491 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator 12 V / 2.3 Ah (**możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SONOPULS 491** to przenośna i zasilana akumulatorowo jednostka, która nadaje się do terapii ultrasonograficznej, interferencyjnej, TENS, prądu bezpośredniego i terapii skojarzonej,
- Wyposażony w wizualny wskaźnik do kontroli kontaktu,
- Przyciski obsługi są wygodnie rozmieszczone na panelu sterowania,
- Parametry można łatwo ustawić za pomocą jednego centralnego sterowania i pozostają widoczne na ekranie podczas zabiegu,
- **Funkcje:**
 - Ciągła i pulsacyjna terapia ultradźwiękami,
 - Głowica zabiegowa wieloczęstotliwościowa: 1 i 3 MHz,
 - Kontrola kontaktu: automatyczne wyłączanie zasilania i czas zabiegu,
 - przerwanie w przypadku niewystarczającego kontaktu,
 - 3 rodzaje prądów do elektroterapii,
 - Zmienna częstotliwość nośna 2, 4 lub 10 kHz przy interferencji dwubiegunowej,
 - Połączenie ultradźwięków z jednym z trzech rodzajów prądów,
 - 10 dowolnie programowalnych pozycji w pamięci,
 - Bardzo dobrze nadaje się do leczenia pacjentów w przychodni lub pacjentów w domu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Częstotliwości ultradźwięków: 1 i 3 MHz,
 - Ultradźwięki: ciągłe i pulsacyjne,
 - Częstotliwość impulsów / cykl pracy: 100 Hz / 5 / 10 / 20 / 50 / 80%,
 - Liczba połączeń: 1,
 - **Intensywność:**
 - 1.5 W / cm², ciągła,
 - 0-3 W / cm², pulsacja,
- **Pozycje programowania:**
 - Pamięć na 10 zestawów do dowolnego wyboru,
 - Parametry terapii,
- **W zestawie:**
 - Głowica **ENRAF NONIUS 1458.901** (1 / 3 MHz) – BNR: 6.0 / ERA: 5.0 cm²,
 - 2x elektroda 55 x 90 mm.,
 - Instrukcja obsługi w języku NED, ENG, GER, FR, ESP (PDF),
 - Zasilacz,
- Wymiary całkowite: 29 x 35 x 10 cm,
- Waga: 5.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

