



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator ZOLL R SERIES PLUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowane akumulatory 10.8 V / 5.8 Ah - **(brak w zestawie) możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Defibrylator R Series** jest powszechnie stosowany w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach kardiologii oraz intensywnej terapii,
- Dzięki wykorzystywaniu zaawansowanych technologii firmy ZOLL, zapewnia wysoką skuteczność elektroterapii (defibrylacji, kardiowersji, stymulacji) oraz umożliwia monitorowanie jakości RKO w czasie rzeczywistym,
- Dostarcza dźwiękowe i wizualne informacje zwrotne, wspomagające ratownika w ciągłym prowadzeniu wysokiej jakości RKO,
- Wizualny wskaźnik perfuzji (PPI) informuje o zgodności kombinacji częstości i głębokości uciśnień z zaleceniami wytycznych,
- **Cechy:**
 - **Real CPR Help for ALS** - Zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat głębokości i szybkości uciśnień,
 - **System OneStep** - upraszcza defibrylację, stymulację i monitorowanie za pomocą jednego zestawu elektrod,
 - **System Code-Readiness Testing** - zapewnia, że urządzenie jest zawsze gotowe do użycia w nagłych wypadkach,
 - **Technologia dwufazowej defibrylacji prostoliniowej** - zapewnia skuteczniejszą defibrylację przy mniejszym zużyciu energii,
 - **Defibrylacja doradcza** - jest zgodna z wytycznymi AHA/ERC dotyczącymi dostarczania wstrząsów ,
 - **Wbudowany port testowy** - umożliwia bezproblemową kontrolę i konserwację systemu,
 - **Gniazdo kart Compact Flash** - umożliwia przechowywanie danych i łatwe przesyłanie krytycznych dzienników zdarzeń,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD: 6.5" cala,
 - **Wybór mocy:**
 - Osoba dorosła: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 75 100 / 120 / 150 / 200 J,
 - Dziecko: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 85 / 100 / 120 / 150 / 200 J (**tylko elektrody pediatryczne OneStep**),
 - **Monitorowanie CPR:**
 - Głębokość uciśnięcia: Od 1.9 cm do 7.6 cm (+/- 0.6 cm),
 - Od 50 do 150 uciśnień na minutę,
 - Zakres mierzenia rytmu serca: Od 30 do 300 BPM,
 - Wbudowany system alarmów dźwiękowych oraz wizualnych,
 - Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 9 cm (szybkość druku 25 mm/s.),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Przewód SPO2,
 - Sensor EtCO2 ZOLL,
 - Komplet łyżek twardych (**brak w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Wymiary: 35 x 34 x 28 cm,
- Waga całkowita: 7 KG,
- Kat D153,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

