



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mieszalnik rolkowy COLE-PARMER RS-200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 W,
- Mieszalnik rolkowy **COLE-PARMER** zapewniają delikatne, ale wydajne mieszanie, idealne do mieszania próbek krwi, substancji lepkich oraz zawiesin ciecz -ciało stałe, gdzie wymagane jest minimalne napowietrzenie,
- Mieszalniki rolkowe RS-200 są teraz wyposażone w łatwe do zdjęcia panele boczne. Panele boczne zapewniają użytkownikowi pełną pewność, że próbka będzie skutecznie wymieszana podczas ciągłego użytkowania, a butelki na próbki nie zsuną się z mieszadła podczas pracy,
- **Cechy:**
 - Bezpieczny do stosowania w chłodniach do temperatury 4°C (39°F) lub w inkubatorach do temperatury 40°C (104°F) i wilgotności do 80%,
 - Ciągła i cicha praca,
 - Panele boczne zapewniają utrzymanie butelek na próbki na shakerze,
- **Specyfikacja:**
 - Liczna rolek: 6,
 - Prędkość: 33 obroty / minutę,
 - Amplituda: 16 mm.,
 - Długość rolki: 34 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 59.5 x 25.5 x 11 cm,
- Waga: 5.1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

