



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mikroskop operacyjny - chirurgiczny LEICA M620 F20 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Główne źródło światła: Halogen 12V / 50W,
- Zapasowe źródło światła: Halogen 12V / 50W,
- **LEICA M620F20** jest mikroskopem okulistycznym wysokiej klasy o dużej głębi ostrości. Jego zaletą jest wygoda podczas pracy, bardzo dobrej jakości źródło światła, a przede wszystkim doskonała optyka,
- **Funkcje mikroskopu sterowane elektrycznie:**
 - Płynna regulacja powiększenia (zoom) oraz ostrości (focus) za pomocą sterownika nożnego i panelu sterowania,
 - Regulacja prędkości nastawienia ostrości i przybliżenia,
 - Jednostka kontrolna z wyświetlaczem LCD, pozwalająca na zapisywanie konfiguracji ustawień dla kilku użytkowników,
- **Specyfikacja:**
 - **Powiększenia całkowite mikroskopu:**
 - Lekarz: od 3x.9 do 23.2x,
 - Asystent: od 3.1x do 18.8x,
 - Powiększenia okularów lekarza: x12.5
 - Powiększenia okularów asysty: 10x,
 - Podgląd lekarza z regulowanym kątem nachylenia: od 5° do 25°,
 - Podgląd asysty ze stałym kątem nachylenia: 45°,
 - Ogniskowa obiektywu f=200 mm. APO,
 - Mechanizm przechyłu głowicy: 5° / -5°
 - Funkcja zerowania modułu XY - powrót do pozycji wyjściowej,
 - Funkcja zerowania modułu Focus - powrót do pozycji wyjściowej,
 - Filtr ochronny IR,
 - Filtr ochronny UV: KV420,
 - Moduł z zapasową żarówką wbudowany w głowicę mikroskopu,
- W zestawie:
 - Bezprzewodowy sterownik nożny 12-funkcyjny,
 - Nagrywarka VIDEO,
 - Zestaw uchwytów (3 szt.)
- Wymiary:
 - Wysokość całkowita:
 - Minimalna: 190 cm,
 - Maksymalna: 222 cm,
 - Odległość obiektywu od ziemi:
 - Minimalna: 78 cm,
 - Maksymalna: 138 cm,
 - Maksymalna odległość obiektywu od kolumny: 137 cm,
 - Podstawa: 61 x 61 cm,
- Waga: 210 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

