



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor chirurgiczny NDS ENDOVUE LCD BC-WU24-A1417 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **NDS ENDOVUE** jest monitorem umożliwiającym wyświetlanie wielu trybów obrazowania, zaprojektowany z myślą o chirurgii minimalnie inwazyjnej. Wyświetlacz chirurgiczny NDS ENDOVUE o przekątnej 24 cali charakteryzuje się solidną, lekką i elastyczną konstrukcją, umożliwiającą łatwą instalację, a opatentowana fabryczna kalibracja kolorów gwarantuje niezawodne, spójne i realistyczne odwzorowanie obrazu,
- Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów zapewniające jakość obrazu porównywalną z wysokiej klasy wyświetlaczami endoskopowymi,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wyświetlacz: Active Matrix TFT IPS,
 - Ekran: 24" cale,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1200 px. (WUXGA),
 - Luminacja: 300 cd/m2 (Max), 250 cd/m2 (typowa przy 6500K),
 - Kontrast: 1000:1,
 - Maksymalny kąt widzenia: 178°,
 - Czas reakcji: 14 ms,
- **Złącza:**
 - DVI / HD-SDI / HD-RGBS / RGBS / VGA / S-VIDEO / COMPOSITE,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zasilacz z przewodem zasilającym,
- Wymiary: 60 x 10 x 40 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

