



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa płuczająca Olympus OFP-2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **Pompa płuczająca OFP-2** podaje silny strumień wody, który można łatwo kontrolować. Urządzenie można podłączyć do kanału roboczego i pomocniczego kanału podawania wody takich endoskopów firmy Olympus jak: EVIS, ACTERA, EXERA, LUCERA, SMARTAGE oraz EUS,
- **Zastosowanie:**
 - Polepszenie diagnostyki i wizualizacji pola zabiegowego podczas badań endoskopowych i endoterapii przez skuteczne mycie błony śluzowej żołądka i okrężnicy,
 - Ułatwienie korzystania z endoskopowej sondy do ultrasonografii przez szybkie napełnienie wodą organu do endoskopowego badania USG,
- **Specyfikacja:**
 - Mikroprocesorowe sterowanie zapewnia dokładne i precyzyjne podawanie wody,
 - Ergonomicznie zaprojektowane rozmieszczenie przycisków sterujących, co zapewnia łatwe posługiwanie się urządzeniem,
 - Jasny wyświetlacz LED do łatwej weryfikacji wybranych ustawień,
 - Konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości i higienie,
 - Zabezpieczenie przeciw powstawaniu nadciśnienia w kanałach endoskopów firmy Olympus,
 - Tryb gotowości pozwala na szybką i bezpieczną wymianę rurki do podawania wody bez potrzeby używania głównego przycisku zasilania,
 - Głowica pompy jest automatycznie wyłączana podczas jej otwierania, co zapobiega przypadkowemu zranieniu osoby obsługującej,
 - Automatyczny timer wyłączający pompę po 20 sekundach działania pozwala na bezpieczne podawanie wody do ciała pacjenta,
 - **Maksymalny przepływ wody:**
 - Kanał narzędziowy: 700 > 750 ml/min,
 - Kanał pomocniczy: 230 ml/min,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Załącznik nożny,
 - Pojemnik OLYMPUS MAJ-1603,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20 x 17 x 39 cm,
- Waga: 4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

