



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa FAMED BH-132 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 24 V / 65 W,
- **Lampa zabiegowa FAMED BH-132** wykorzystywana jest jako źródło światła w szpitalach, przychodniach, w lecznicach dla zwierząt, w laboratoriach a także w salonach kosmetycznych,
- W oprawie oświetleniowej zastosowano system optyczny z żarówką halogenową i filtrem absorpcyjnym - układ ten zapewnia równomierny rozkład natężenia światła na całej plamie świetlnej oraz pochłanianie znacznej części promieniowania ciepłego, zwiększając tym samym komfort pracy lekarza,
- **Specyfikacja:**
 - Dwustopniowa regulacja natężenia światła,
 - Trwałość żarówki 1000 h,
 - Natężenie światła z odległości 1m - 30000 lx,
 - Temperatura barwowa 4000° K,
 - Zakres zmiany natężenia oświetlenia - 20%,
 - Wskaźnik oddawania barw Ra 90,
 - Wielkość plamy świetlnej w odległości 1m - 120 mm,
 - Regulacja wysokości źródła światła w zakresie 115 - 170 cm,
- Wymiary:
 - Średnica podstawy: 60 cm,
 - Wysokość: 190 cm,
- Waga: 9.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

