



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Polomierz (perymetr) OCULUS CENTERFIELD 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: V3.19,
- **OCULUS CENETERFIELD 2** jest polomierzem projekcyjnym służącym do badania statycznego i kinetycznego pola widzenia.
- Aparat umożliwia również wykonanie badań za pomocą niebieskiego bodźca na żółtym tle (test blue on yellow). Jest on w pełni zgodny z standardem Goldmanna i spełnia wymagania międzynarodowej normy perymetrycznej ISO-12866,
- **Specyfikacja:**
 - **Programy:**
 - Glaucoma screening,
 - Glaucoma localization,
 - Glaucoma threshold,
 - Macula screening,
 - Macula threshold,
 - Esterman,
 - Test badania kierowcy,
 - Indywidualny,
 - **Wzory testowe:**
 - Wzory ortogonalne (30-2 / 24-2 / 30 x 24 / 10-2),
 - Wzorce fizjologiczne (obszar 1-8),
 - Esterman,
 - Wzorce dostosowane,
 - **Strategie:**
 - Klasyczna nadprogowa,
 - Nadprogowa 2-strefowa,
 - Nadprogowa 3-strefowa,
 - Nadprogowa z oceną defektów,
 - Szybka progowa,
 - Progowa,
 - CLIP,
- **Wyposażenie:**
 - **Komputer medyczny ACL OR-PC19LP:**
 - **Wyświetlacz:**
 - Rozdzielczość: 1280 x 1024 px,
 - Kontrast 1500:1,
 - Jasność 300 cd/m²,
 - Kąt widzenia: 178°/178°,
 - System: WINDOWS 10 PRO,
 - Procesor: i5-4300U 1.90 GHz,
 - Pamięć RAM: 4.00 GB,
 - Dysk: 112 GB,
 - Zintegrowana karta graficzna,
 - **Drukarka CANON MP282,**
- Oprzyrządowanie umieszczone na mobilnym stoliku **CARL ZEISS IT3F** z elektryczną regulacją wysokości 67 – 96 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, ESP, CS, CHIN, PL, PT, RUS,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Bezprzewodowa mysz LOGITECH,
 - Bezprzewodowa klawiatura LOGITECH,
 - Przycisk pacjenta,
 - Drukarka CANON MP282,
- Wymiary całkowite: 95 x 45 x 125 cm,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

