



Pionizator pacjenta OTTO BOCK (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Pionizator pacjenta OTTO BOCK** wspiera opiekunów i personel medyczny w codziennych sytuacjach i skutecznie odciąża kręgosłup podczas transferu osób niepełnosprawnych zmniejszając w ten sposób ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych. Dzięki takiemu urządzeniu jest możliwe wykonywanie takich czynności tylko przez jednego opiekuna,
- **Specyfikacja:**
 - Manualna regulacja podparcia rąk pacjenta w zakresie: 112 - 138 cm,
 - Solidne przednie oraz tylne podparcie nóg z swobodną manualną regulacją,
 - Pionizator wyposażony w elektrycznie wysuwany pas który służy do podparcia pacjenta,
 - Pas sterowany elektrycznie za pomocą przewodowego pilota ręcznego,
 - Stabilna podstawa z podparciem stóp pacjenta,
 - Pionizator mobilny na 4 kółkach z wbudowanym hamulcem,
- Wymiary całkowite: 100 x 80 x 112/138 cm,
- Maksymalny udźwig: 120 KG,
- Waga: 85 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

