



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator PURITAN BENNETT 840 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System respiratora **Puritan Bennet 840** wyposażony jest w intuicyjny ekran dotykowy który ułatwia ocenę danych pacjenta i parametrów sterowania,
- System SmartAlert zwiększa bezpieczeństwo, przechwytyując alarmy i dostarczając przydatnych informacji. System obsługuje różne tryby i rodzaje wentylacji, zapewniając elastyczną opiekę nad pacjentem,
- **Cechy:**
 - Ekran dotykowy umożliwia intuicyjną kontrolę i monitorowanie,
 - System SmartAlert do proaktywnego zarządzania alarmami,
 - Elastyczne tryby i rodzaje dostarczania oddechu dostosowane do potrzeb pacjenta,
 - Wsparcie dla różnych grup pacjentów (dzieci, dorośli),
 - Wbudowany kompresor PURITAN 806,
- **Specyfikacja:**
 - Tryby wentylacji: A/C, SIMV, SPONT, BILEVEL,
 - Rodzaj wentylacji: Inwazyjna / Nieinwazyjna,
 - Oddech wymuszony: PC / VC / VC+,
 - Tryb wyzwalania: V-TRIG / P-TRIG,
 - Wsparcie ciśnienia (PSUPP): 0 do 70 cm H₂O,
 - Zakres czułości wydechowej (ESENS): 1% do 80%;
 - Szybkość objętości oddechowej bezdechu (VT): 25 do 2500 ml,
 - Częstość oddechów bezdechu (f): 2.0 do 40 / min,
 - Szczytowy przepływ wdechowy (V.MAX):
 - 3.0 do 60 l / min, dla pacjenta pediatrycznego,
 - 3.0 do 150 l / min, dla pacjenta dorosłego,
 - Ciśnienie wdechowe (PI): 5 do 90 cm H₂O,
 - Czas wdechu bezdechu (TI): 0.2 do 8.0 sekund,
 - Odstęp bezdechu (TA): 10 do 60 sekund,
 - Czas wydechu bezdechu (TE): TE ≥ 0,2 sekundy,
 - Końcowe ciśnienie wydechowe: PEEP: - 20 do 130 cm H₂O,
 - Wbudowane złącza gazów: AIR, O₂,
- **Menu w języku: polskim,**
- **Respirator umieszczony na dedykowanym mobilnym wózku,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 2x nowy filtr bakteryjny,
 - Nowy wydechowy filtr bakteryjny,
- Wymiary całkowite: 60 x 65 x 148 cm,
- Waga: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

