



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ssak chirurgiczny MAQUET MEDAP TWISTA SILENT POWER 1070 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **MEDAP TWISTA SP 1070** to wyjątkowo wydajny aspirator chirurgiczny zaprojektowany specjalnie do niezawodnej, ciągłej pracy na sali operacyjnej,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Wydajność ssania:**
    - 50 Hz:  $58 \pm 6$  l/min.,
    - 60 Hz:  $68 \pm 7$  l/min.,
  - **Maks. podciśnienie**
    - 90 kPa,
    - 900 mbar,
  - Zakres regulacji podciśnienia: Od 0 do -1000 mbar,
  - Tryb pracy: Praca ciągła,
  - Poziom hałasu: 53 dB(A),
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Nowy autoklawowalny słoć SERRES 2 l. z nowym wkładem jednorazowym,
- Wymiary: 50 x 60 x 90 cm,
- Waga: 26 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



