



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Defibrylator PROGETTI RESCUE LIFE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator NiMh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **PROGETTI RESCUE LIFE** to profesjonalny manualny defibrylator kliniczny przeznaczony do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych przez przeszkolony personel. W wyposażeniu standardowym moduł SpO2 oraz funkcja AED,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ekran: duży 7" kolorowy wyświetlacz TFT,
 - Sygnał EKG: z łyżek lub kabla 10-odprowadzeniowego,
 - Częstość akcji serca,
 - **Monitor EKG:**
 - Przesuw: 5 / 12.5 / 25 / 50 mm/sec,
 - Amplituda (cecha) 5 / 10 / 20 mm/mV,
 - Częstość akcji serca – 20 do 300 bpm ($\pm 2\%$),
 - Alarm: możliwość ustawień alarmu HR w zakresie 20-250 bpm,
 - **Rodzaj impulsu:**
 - BTE (impuls dwufazowy wykładniczy); impedancja skompensowana,
 - Energia: Manual: 1-230J,
 - Energia: AED: 150J – stała,
 - Technologia HiCAP (Large Storage Capacitor),
 - Wybór energii defibrylacji: 1 – 230J – wielofunkcyjne pokrętko na panelu,
 - **Czas ładowania:**
 - 100 wyładowań przy naładowanych bateriach,
 - Tryb synchronizacji wyładowania z R (kardiowersja),
 - Ładowanie / defibrylacja przyciskiem na łyżkach,
 - **Pamięć: Wewnętrzna pamięć flash 1 Gb, do 300 godzin zapisu EKG, zdarzeń, przeglądu,**
 - **Drukarka:**
 - Zintegrowana drukarka termiczna o szerokości papieru 58 mm. do przebiegów EKG i zdarzeń, dokumentacja na wydruku wraz z wartościami,
 - **Zasilanie:**
 - Bateria NiMh o wysokiej pojemności z krótkim czasem ładowania (95% w ciągu 2h),
 - Zasilanie sieciowe/ładowanie: 100-230 V, $\pm 10\%$ 50/60 Hz,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Urządzenie posiada widoczne ślady zużycia nie wpływające na komfort użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Łyżki pediatryczne PROGETTI,
 - Nowy przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 37 x 34 x 34 cm,
- Waga: 5.5 KG,
- Kat D154
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

