



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne (OIOM) HILL-ROM AVANTGUARD 1200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 1.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 360 VA,
- **AvantGuard 1200** jest wielofunkcyjnym łóżkiem szpitalnym zaprojektowanym z myślą o potrzebach całego zespołu medycznego,
- Ze względu na swoje funkcje przeznaczone jest do stosowania nie tylko w opiece ogólnej, ale również pooperacyjnej i na oddziale OIOM,
- Ułatwia korzystanie z urządzeń monitorujących funkcje życiowe oraz transport pacjenta,
- Posiada przyciski do selektywnej blokady funkcji umieszczone po obu stronach łóżka,
- **Płynna, elektryczna regulacja za pomocą panelu sterowania na elastycznym ramieniu:**
 - Wysokości leża w zakresie: 55 - 95 cm,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: 0 - 65°,
 - Pozycja Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga: + 16° / - 16°,
 - Kąta nachylenia segmentu ud: 36°,
 - Kąta nachylenia segmentu stóp: - 23°,
- **Wyposażony w:**
 - Bezpieczne, składane poręcze boczne z otworami służącymi jednocześnie za uchwyty,
 - Wskaźnik kąta nachylenia segmentu pleców, oraz w pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga,
 - Hamulec centralny,
 - 4 miejsca na kroplówkę w każdym narożniku łóżka,
 - 4 narożne odbojniki,
 - Boczną jednostkę opieki ze wskaźnikiem baterii (po obu stronach),
 - Uchwyt na akcesoria,
 - Szczyty głowy oraz nóg z możliwością zdjęcia,
 - 8 uchwytów do mocowania pasów pacjenta,
 - Zintegrowane przedłużenie leża,
 - Alarm blokady hamulców,
- Przezierność X-RAY,
- Mobilny, na 4 podwójnych kołach o Ø 15 cm, oraz dodatkowe samosterujące piąte koło,
- **Brak materaca w zestawie - możliwość doposażenia w materac za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 222 x 99 x 80/120 cm,
- Maksymalny udźwig:
 - Bezpieczny: 185 KG,
 - Maksymalny: 250 KG,
- Waga: 175 KG,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

