



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne VERMEIREN CLUB VARIO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji belgijskiej, (2025 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa materac z atestem medycznym w kolorze granatowym,**
- **Łóżko szpitalne VERMEIREN CLUB VARIO** jest podstawowym łóżkiem do opieki przeznaczonej na oddziałach szpitalnych, rehabilitacyjnych oraz również opieki domowej,
- Wysoki standard jakościowy oraz funkcjonalny sprawia , że **VARIO CLUB** jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość opieki osób leżących,
- **Specyfikacja:**
 - Leże cztero-segmentowe,
 - Płynna regulacja wysokości leża (40 do 80 cm) na pilota,
 - Pozycja anty-trendelenburga,
 - Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
 - Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
 - Siłowniki LINAK,
 - Obudowa w kolorze drzewa bukowego,
 - Wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku FR, ND, GER, IT, ESP, PL, SK,
 - Wysięgnik pacjenta,
- Wymiary:
 - Materaca: 90 x 196 cm,
 - Całkowite: 103 x 218 x 84/124 cm,
- Maksymalny udźwig: 165 KG,
- Waga: 62 KG
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

