



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Łóżko szpitalne VERMEIREN CLUB VARIO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji belgijskiej, (2025 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa materac z atestem medycznym w kolorze granatowym,**
- **Łóżko szpitalne VERMEIREN VARIO CLUB** jest podstawowym łóżkiem do opieki przeznaczonej na oddziałach szpitalnych, rehabilitacyjnych oraz również opieki domowej,
- Wysoki standard jakościowy oraz funkcjonalny sprawia , że **VARIO CLUB** jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość opieki osób leżących,
- **Specyfikacja:**
  - Leże cztero-segmentowe,
  - Płynna regulacja wysokości leża (40 do 80 cm) na pilota,
  - Pozycja anty-trendelenburga,
  - Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
  - Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
  - Siłowniki LINAK,
  - Obudowa w kolorze drzewa bukowego,
  - Wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku FR, ND, GER, IT, ESP, PL, SK,
  - Wysięgnik pacjenta,
- Wymiary:
  - Materaca: 90 x 196 cm,
  - Całkowite: 103 x 218 x 84/124 cm,
- Maksymalny udźwig: 165 KG,
- Waga: 62 KG
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

