



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Polomierz (perymetr) OPTOPOL PTS-1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 4.4.3,
- **Perymetr PTS-1000** to aparat przeznaczony do badania pola widzenia. Stanowi on nieodłączny element wyposażenia każdego gabinetu okulistycznego. Umożliwia on szybkie i precyzyjne badanie z zastosowaniem bodźca statycznego,
- Oferuje bodźce statyczne i kinetyczne ze wszystkimi rozmiarami bodźców Goldmanna i wszystkimi kolorami bodźców stosowanymi w perymetrii,
- Szeroki zakres strategii i narzędzi analitycznych w połączeniu z intuicyjnym interfejsem zapewnia potężne narzędzie diagnostyczne,
- Wbudowane mapy i możliwość tworzenia własnych dają możliwość zbadania tylko tych obszarów, które są niezbędne,
- **Specyfikacja:**
 - Typ perymetrii: Statyczna / kinetyczna,
 - Promień kuli: 300 mm.,
 - Zakres pola: 100° (do 160° z przesunięciem fiksacji w poziomie),
 - Rozmiar bodźca Goldmann: I - V,
 - Kolory bodźca: biały / niebieski / czerwony / zielony,
 - Metoda fiksacji: kontrola położenia plamy ślepej lub cyfrowa detekcja żrenicy,
 - Maksymalna intensywność stymulacji,
 - Prędkość bodźca w perymetrii kinetycznej: 1000 asb,
 - Czas reakcji pacjenta: Od 0.1 do 9.9 sekundy,
- **Strategie:**
 - Kinetyczna,
 - Ekranowa,
 - Progowa,
 - Szybkoprogowa,
 - 3-strefowa,
 - BSV,
 - FLICKER,
 - SWAP,
 - BDT,
- **Wyposażenie:**
 - **Komputer AIO ACL OR-PC 19 LP:**
 - **ACL** jest medycznym, bezwentylatorowym, kompaktowym komputerem PC,
 - Przeznaczony do pracy ciągłej 24/7 w środowisku pacjenta,
 - Przystosowany do chłodzenia konwekcyjnego,
 - Wyposażony w wewnętrzny wyświetlacz TFT o przekątnej 19" i szerokim kącie widzenia,
 - Posiada łatwą w utrzymaniu w czystości konstrukcję,
 - **Ekran:**
 - Rozdzielczość: 1280 x 1024 px,
 - Kontrast 1500:1,
 - Jasność 300 cd/m²,
 - Kąt widzenia: 178°/178°,
 - System operacyjny: Windows 7 Professional,
 - Pamięć RAM: 4 GB,
 - Procesor: i5-3337U (1.80 GHz),
 - Dysk: 128 GB.
 - **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - HDMI,
 - DVI,
 - LAN – 2 szt,
 - USB 2.0 – 4 szt,
 - COM 1 i 2,
 - SOUND,
- **Oprządkowanie umieszczone na mobilnym stoliku MDT MD-2N z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 76 - 96 cm,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przycisk pacjenta,
 - Przewodowa mysz DELL,
 - Przewodowa klawiatura DELL,
 - Drukarka LEXMARK MS312dn,
 - Osłona oka pacjenta,
- Wymiary całkowite: 100 x 50 x 148 cm,
- Waga: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

