



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit stomatologiczny ssący zewnętrzny GREELOY GS-E1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1000 W,
- Żarówka UV: 6W,
- Inteligentny panel CNC, w pełni dotykowe przyciski, możesz regulować moc wyjściową urządzenia zaledwie jednym kliknięciem; cyfrowe pokrętko wyświetla parametry pracy, jest łatwe i wygodne,
- **Specyfikacja:**
 - Tryb sterowania: ekran dotykowy - dwa biegi regulowane,
 - Przepływ ssania: 4000 l/min.,
 - Skuteczność filtracji: 99.99%,
 - Hałas: ≤60 dB,
 - Filtracja pierwotna: 5-25um,
 - Filtracja wtórna: 0.3um,
 - Swobodna regulacja ramienia roboczego w zakresie obrotu na boki oraz wysokości,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34 x 34 x 180 cm,
- Waga: 30 KG,
- Urządzenie wyposażone w nowe filtry,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



