



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek transportowy STRYKER 721 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- **Nowy materac z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **STRYKER 721** to łóżko transportowe o prostej konstrukcji, które zapewnia bezpieczny i wydajny transport,
- Wykorzystywane głównie do celów ogólnych, transportu, zabiegów i rekonwalescencji. Sprawdza się również dobrze w przychodniach i innych placówkach opieki zdrowotnej,
- **Manualna regulacja:**
 - **Za pomocą przełączników nożnych:**
 - Wysokości leża w zakresie: 64 - 98 cm,
 - Pozycji Trendelenburga: + 18°,
 - Pozycji anty - Trendelenburga: - 18°,
 - Oparcia za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0° - 72°,
- **Wyposażone w:**
 - Składane poręcz boczne,
 - Rolkowe odbojniki w narożnikach,
 - Funkcję centralnego hamulca i układu kierowniczego, które zapewniają mobilność dla łatwiejszej trakcji i pokonywania zakrętów.
 - Cztery duże koła o średnicy 20 cm,
 - Statyw na kroplówkę o wysokości 122 cm,
- Wymiary:
 - Materac: 58 x 188 cm,
 - Ogólne: 70 x 214 x 64 - 98 cm,
- Maksymalny udźwig: 228 KG,
- Waga: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

