



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do krioterapii METRUM CRYOFLEX CRYO-T COOLER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2300 VA,
- **CRYO-T COOLER** jest aparatem, który za pomocą niezwykle wydajnego agregatora, unikalnych, opracowanych przez światowej klasy specjalistów firmy Metrum CryoFlex algorytmów oraz technologii WIND UP pozwala na połączenie w jednym urządzeniu kardiostymulacji azotowej i niestymulacyjnego schładzania skóry przy zabiegach laserowych, urazach czy oparzeniach,
- Urządzenie pozwala na wyjątkowo efektywne, niestymulacyjne schładzanie skóry podczas zabiegów laseroterapii co znacząco redukuje efekty uboczne i zwiększa komfort pacjentów,
- **Cechy:**
 - Redukuje odczucie bólu w trakcie i po zabiegu zwiększając komfort pacjenta; ogranicza użycie środków analgetycznych,
 - Chroni tkanki przed uszkodzeniami termicznymi,
 - Minimalizuje stany zapalne i obrzęki po zabiegach,
 - Może być stosowany z każdym typem lasera lub IPL,
 - Jest łatwy i bezpieczny w użyciu; wykonany zgodnie z medycznymi normami ISO,
 - Praca w trybie manualnym oraz automatycznym,
- **Zastosowanie:**
 - Minimalizuje ból i przegrzanie tkanek,
 - Chirurgia stawów,
 - W przypadku spastyczności i bólu związanego z zaburzeniami neurologicznymi,
 - Zmniejszanie napięcia mięśniowego,
 - Poparzenia - łagodzenie szoku termicznego,
 - Zwiększanie metabolizmu tkankowego,
 - Zmniejszenie obrzęków i stanów zapalnych,
 - Rehabilitacja pooperacyjna,
- Wymiary: 40 x 65 x 150 cm,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

