



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa HD-LED BRANDON ASTRALITE ALE10CJ (sufitowa) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Lampa Astralite** została zaprojektowana tak, aby głowicę lampy można było ustawić dookoła stołu, aby zbadać wszystkie części ciała pacjenta. Swobodna regulacja czaszy lampy umożliwia łatwe ustawienie wiązki światła pod dowolnym kątem,
- **Cechy:**
 - Dodatki antybakteryjne niszczą szkodliwe bakterie. Gładkie, ciągłe powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a linie podziału są ograniczone do minimum. Głowica lampy Astralite jest uszczelniona, aby zapobiec przedostawaniu się brudu i płynów, co zapobiega zanieczyszczeniu,
 - Dodatek antybakteryjny Biomaster jest włączany w plastikowe części głowicy lampy, a dodatek „Ultra Fresh” jest zawarty w farbie na głowicy lampy. Oba te dodatki mają właściwości antybakteryjne,
 - Kolor światła można dostosować do rodzaju skóry, tkanki lub rany, aby wybrać optymalne oświetlenie,
 - Lampa wytwarza duże pole świetlne o maksymalnej średnicy 250 mm. i odległości roboczej 70-140 cm.,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalna intensywność światła - 100.000 lux.,
 - Pobór mocy -
 - Temperatura barwowa - 3500 - 5000°K,
 - Rozmiar pola - 250 mm.,
 - Rozmiar wiązki przy 1 m. - 180 mm.,
 - Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥95,
 - Odzwzorowanie barw (czerwony) R9: ≥95,
 - Głębokość oświetlenia - 600 mm.,
- **Minimalna wysokość sufitu w przypadku montażu lampy wynosi wymiar: 300 / 310 cm,**
- **W zestawie:**
 - Kolumna do podwieszenia lampy,
 - Maskownica,
 - Zestaw montażowy,
- Wymiary:
 - Czaszy: 30 cm,
 - Rozstaw 2-segmentowego ramienia: 156 cm,
 - Kolumna mocująca: 60 cm,
- Waga: 24 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

