



Monitor pacjenta/kardiomonitor MINDRAY PM-9000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V / 2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 VA,
- **MINDRAY PM-9000** jest kardiomoniorem monitorującym funkcje życiowe pacjenta,
- **Specyfikacja:**
 - Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 12.1" cala,
 - Sterowanie za pomocą pokrętki nawigacyjnej oraz wbudowanych przyciskach,
 - Maksymalne 96-godzinne trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów,
 - **Wbudowane złącza pomiarowe:**
 - SPO2,
 - EKG,
 - NIBP,
 - Pomiar temperatury [T1] | [T2],
- **Menu w języku: polskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Nowy mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
 - Nowy czujnik klipsowy SPO2,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
- Wymiary: 31 x 13 x 27 cm,
- Waga: 4.7 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

