



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Videoprocessor-źródło światła OLYMPUS CV-170 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- **OLYMPUS CV-170** to zintegrowany procesor wideo ze źródłem światła LED, przeznaczony do wysokiej jakości diagnostyki endoskopowej w gabinetach lekarskich i małych salach zabiegowych,
- Oferuje obraz w rozdzielczości **HDTV** oraz technologię **NBI (Narrow Band Imaging)**, które wspierają wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, szczególnie w otolaryngologii (laryngologia, rynoskopia) i urologii (cystoskopia),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Jakość obrazu HDTV: Zapewnia wyraźny, pełnoekranowy obraz, umożliwiając obserwację struktur błony śluzowej i naczyń włosowatych,
 - Technologia NBI: Poprawia widoczność unaczynienia na powierzchni błony śluzowej, co jest kluczowe we wczesnej diagnostyce zmian przednowotworowych i nowotworowych,
 - Źródło światła LED,
 - **Regulacje obrazu:**
 - Balans bieli (przycisk na panelu przednim),
 - Regulacja odcienia kolorów (czerwony, niebieski, chroma) w ± 8 stopniach,
 - Wybór trybu autodyfragmy (Peak lub Average),
 - Ustawienia poprawy obrazu (wzmocnienie struktury lub wzmocnienie krawędzi) na 3 poziomach,
 - Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) i redukcja szumów,
 - Funkcja Pre-freeze: Automatycznie wybiera najostrzejszą klatkę z sekwencji przed naciśnięciem przycisku "freeze",
 - Zapis do 50 zestawów danych pacjentów z wyprzedzeniem,
 - Możliwość zapisania do 20 profili ustawień użytkownika,
- **Menu w języku: polskim,**
- **Możliwość doposażenia w klawiaturę OLYMPUS MAJ-2004 / MAJ-1981 za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Pendrive 2 GB,
- Wymiary: 29.5 x 42.5 x 14.5 cm,
- Waga: 11 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

