



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do kriochirurgii WALLACH WA-2000 z konsolą WALLACH WA-4000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie poprzez 4 wbudowane baterie LR20,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **WALLACH WA-2000** jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnego wymrażania tkanek w warunkach gabinetowych lub klinicznych,
- **Specyfikacja:**
 - Kompatybilność z gazami: Podtlenek azotu N₂O / dwutlenek węgla CO₂,
 - System aplikacji: uchwyt kriochirurgiczny LL-100,
- **Wyposażenie:**
 - Wbudowany licznik czasu (timer),
 - Cyfrowy wskaźnik temperatury,
 - Manometr,
- Oprzyrządowanie umieszczone na mobilnym wózku przeznaczonym pod aparaturę kriochirurgiczną z możliwością montażu butli,
- **Możliwość doposażenia w butle Podtlenek azotu N₂O / dwutlenek węgla CO₂ za dodatkową opłatą,**
- **Możliwość doposażenia w dedykowane wybrane końcówki / głowicę do urządzenia za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Dedykowany wózek pod aparaturę kriochirurgiczną,
 - Głowica do kriochirurgii LL-100,
- Wymiary: 45 x 50 x 132 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

